

**ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE****I. INTRODUCTION**

CLEARFIL SE BOND is a light-curing bonding system, and consists of a selfetching primer and a bonding agent. The primer offers simultaneous treatment of both dentine and enamel.

II. INDICATIONS

CLEARFIL SE BOND is indicated for the following cases :

- [1] Direct filling restorations using light-curing composite or compomer
- [2] Cavity sealing as a pretreatment for indirect restorations
- [3] Treatment of hypersensitive and/or exposed root surfaces
- [4] Intraoral repairs of fractured facing crowns made of porcelain, hybrid ceramics or composite resin using light-curing composite
- [5] Surface treatment of prosthetic appliances made of porcelain, hybrid ceramics and cured composite resin

III. CONTRAINDICATIONS

Patients with a history of hypersensitivity to methacrylate monomers

IV. POSSIBLE SIDE EFFECTS

The mucous membrane may turn whitish when contacted with PRIMER due to the coagulation of protein. This is a temporary phenomenon that will disappear in a few days.

V. INCOMPATIBILITY

Do not use eugenol containing materials for pulp protection and temporary sealing, as they retard the curing process.

VI. PRECAUTIONS**1. Safety precautions**

1. Avoid use of the product for patients with a history of hypersensitivity to methacrylate monomers.
2. If any hypersensitivity such as dermatitis occurs, discontinue use of the product and consult a physician.
3. Wear gloves or take other appropriate protective measures to prevent the occurrence of hypersensitivity that may result from contact with methacrylate monomer.
4. Use caution to prevent the product from coming in contact with the skin or getting into the eye. Before using the product, cover the patient's eyes with a towel to protect the patient's eyes from splashing material.
5. If the product comes in contact with the human body, take the following measures :
-<If the product gets in the eye>
Immediately wash the eye with copious amounts of water and consult a physician.
-<If the product comes in contact with the skin or the oral mucosa>
Immediately wipe it off with a cotton pledget moistened with alcohol or gauze and wash with copious amounts of water.
6. Use caution to prevent the patient from accidentally swallowing the product.
7. Avoid looking directly at the curing light when curing the product.
8. Keep the product out of reach of children.

2. Handling and manipulation precautions

1. PRIMER and BOND polymerize by visible light (especially ultraviolet rays). Use the light blocking plate to avoid operating light or natural light (sunlight from windows) and use within 3 minutes from dispensing.
2. The emitting tip of the dental curing light should be held as near and vertical to the resin surface as possible. If a large resin surface is to be light cured, it is advisable to divide the area into several sections and light-cure each section separately.
3. Low intensity of light causes poor adhesion. Check the lamp for service life and the dental curing light guide tip for contamination. It is advisable to check the light intensity of light-curing activator using an appropriate light-checker at periodic intervals.
4. If the adherent surface extends to uncut enamel, apply a phosphoric acid etching agent (e.g. K-ETCHANT GEL) and leave it in place for 10 seconds before washing and drying.
5. The use of the product is restricted to licensed dentist.
- 3. Storage precautions**
 1. Do not use after the expiration date. Note expiration date on the outside of package.
 2. The product must be refrigerated (2-8°C/36-46°F) when not in use; bring it to room temperature before using.
 3. Keep away from extreme heat or direct sunlight.
 4. Replace the bottle cap as soon as possible after resin has been dispensed from the bottle.
 5. The product must be stored in proper places where only dental practitioners can access it.

VII. COMPONENTS

1. Components
Please see the outside of the package for contents and quantity.
 - 1) CLEARFIL SE BOND
 - PRIMER
 - BOND
 - 2) Accessories
 - Disposable brush tips
 - Brush tip handles
 - Mixing dish
 - Light blocking plate
 - Outer case
- * The PRIMER and BOND can be easily dispensed using this outer case.

2. Ingredients

- Principal ingredients :
- 1) CLEARFIL SE BOND
 - PRIMER
 - 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP)
 - 2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA)
 - Hydrophilic aliphatic dimethacrylate
 - d-Camphorquinone
 - N,N-Diethanol-p-toluidine
 - Water
 - BOND
 - 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP)
 - Bisphenol A diglycidylmethacrylate (Bis-GMA)
 - 2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA)
 - Hydrophobic aliphatic dimethacrylate
 - d-Camphorquinone
 - N,N-Diethanol-p-toluidine
 - Colloidal silica

VIII. CLINICAL PROCEDURES

- A. [1] Direct filling restorations using light-curing composite or compomer
- [2] Cavity sealing as a pretreatment for indirect restorations
- [3] Treatment of hypersensitive and/or exposed root surfaces
- A-1. Cleaning tooth structure
An insufficiently cleaned cavity may impair the adhesive performance. Make sure the cavity is sufficiently cleaned.
- A-2. Moisture control
In order to produce optimal results, avoid contamination of the treatment area from saliva or blood. A rubber dam is recommended to keep the tooth dry.
- A-3. Cavity preparations
Remove any infected dentine using CARIES DETECTOR and prepare the cavity in the usual manner.
- A-4. Pulp protection
Any actual or near pulp exposure should be covered with a hard setting calcium hydroxide material. There is no need for cement lining or base. Do not use eugenol materials for pulp protection.
- A-5. Acid etching/uncut enamel
If there is a possibility of resin spreading over uncut enamel, apply K-ETCHANT GEL to the enamel, let it remain for 10 seconds, wash with water, and then dry.

[CAUTION]

The use of PRIMER alone does not sufficiently condition uncut enamel. Overfilling of resin onto unetched, uncut enamel could cause marginal discoloration.

A-6. Tooth surface treatment

1. Dispense the necessary amount of PRIMER into a well of the mixing dish immediately before application.

[CAUTION]

PRIMER polymerizes by visible light (especially ultraviolet rays). PRIMER

will set to a gel if left under the natural light or operating light. Use the light blocking plate to avoid operating light or natural light (sunlight from windows) and use within 3 minutes from dispensing.

2. Apply PRIMER to the entire cavity wall with a sponge or a disposable brush tip. Leave it in place for 20 seconds. Use caution not to allow saliva or exudate to contact the treated surfaces for at least 20 seconds
3. After conditioning the tooth surface for 20 seconds, evaporate the volatile ingredients with a mild oil-free air stream.

[CAUTION]

Avoid pooling of PRIMER. Also do not wash. Observe the drying method, and treatment time to ensure optimum adhesion. Avoid touching treated surface. If the treated surface is contaminated, wash it with water, dry, or clean with alcohol, and treat with PRIMER again.

A-7. Bonding

1. Dispense the necessary amount of BOND into a well of the mixing dish.

[CAUTION]

BOND polymerizes by visible light (especially ultraviolet rays). BOND will set to a gel if left under the operating light or natural light. Use the light blocking plate to avoid operating light or natural light (sunlight from windows) and use within 3 minutes from dispensing.

2. Apply BOND to the entire surface of the cavity with a sponge or a disposable brush tip.
3. After application, make the bond film as uniform as possible using a gentle oil-free air stream.

[CAUTION]

A strong air blast will scatter the bonding agent, resulting in poor adhesion.

4. Light-cure the BOND for 10 seconds with a dental curing light (irradiation wave length : 400-515nm, light intensity : >300mW/cm²).
- A-8a. [1] Direct filling restorations using light-curing composite or compomer
Apply composite (e.g. CLEARFIL MAJESTY Esthetic, CLEARFIL MAJESTY Posterior) or compomer into the cavity, light-cure, finish and polish according to the manufacturer's instructions for use.

- A-8b. [2] Cavity sealing as a pretreatment for indirect restorations
[3] Treatment of hypersensitive and/or exposed root surfaces
Apply a thin coat of flowable composite resin (e.g. CLEARFIL MAJESTY Flow) to the tooth, and light-cure the composite according to its Instructions for Use. Remove unpolymerized resin with a cotton pledget moistened with alcohol.

- B. [4] Intraoral repairs of fractured facing crowns made of porcelain, hybrid ceramics or composite resin using light-curing composite

B-1. Preparation of fractured surfaces

- 1) Facing material surface
Using a diamond point, remove a layer of the fractured surface, and place a bevel at the marginal area.
- 2) Metal surface
Roughen the metal surface with a diamond point.
- B-2. Acid etching of facing material surface
Apply K-ETCHANT GEL to the facing material surface and leave it in place for 5 seconds before washing and drying. If the adherent surface extends to uncut enamel, apply K-ETCHANT GEL and leave it in place for 10 seconds before washing and drying.
- B-3. Precious metal surface
When precious metal is used, apply ALLOY PRIMER according to the manufacturer's Instructions for Use.
- B-4. Silane treatment
 1. Dispense one drop each of PRIMER and CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR into a well of the mixing dish and mix them.

[NOTE]

PRIMER and CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR should be mixed immediately before application.

[CAUTION]

PRIMER polymerizes by visible light (especially ultraviolet rays). PRIMER or the mixture will set to a gel if left under the operating light or natural light. Use the light blocking plate to avoid operating light or natural light (sunlight from windows) and use within 3 minutes from dispensing.

2. Apply mixture to the facing material and metal surfaces with a sponge or a disposable brush tip.
3. Leave it in place for 5 seconds. Use caution not to allow saliva or exudate to contact the treated surfaces.
4. If the adherent surface extends to the tooth, leave mixture in place for 20 seconds.
5. After applying PRIMER, evaporate the volatile ingredients with a mild oil-free air stream. The treated metal surface must be sufficiently dried; if not, adhesion might be seriously impaired.

[CAUTION]

Do not wash treated surface. If the treated surface is contaminated with saliva, wash it with water, dry, or clean with alcohol, and treat with the mixture again.

B-5. Bonding

1. Dispense the necessary amount of BOND into a well of the mixing dish.

[CAUTION]

BOND polymerizes by visible light (especially ultraviolet rays). BOND will set to a gel if left under the operating light or natural light. Use the light blocking plate to avoid operating light or natural light (sunlight from windows) and use within 3 minutes from dispensing.

2. Apply BOND to the entire cavity wall with a sponge or a disposable brush tip.
3. Use a light air stream to make the bond film as uniform as possible.
4. Light-cure the BOND for 10 seconds with a dental curing light (irradiation wave length : 400-515nm, light intensity : >300mW/cm²).
- B-6. Light-cure composite filling
Apply composite (e.g. CLEARFIL MAJESTY Esthetic, CLEARFIL MAJESTY Posterior) into the cavity, light-cure, finish and polish according to the manufacturer's instructions for use.

[NOTE]

Use opaque resin (e.g. CLEARFIL ST OPAQUER) for metal surface to prevent metal shine through.

- C. [5] Surface treatment of prosthetic appliances made of porcelain, hybrid ceramics and cured composite resin.

Silanting treatment on prosthetic appliances made of esthetic materials (porcelain, hybrid ceramics or composite resin) can be accomplished using PRIMER in conjunction with CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR.

C-1. Acid etching

Apply K-ETCHANT GEL to the adherent surface and leave it in place for 5 seconds before washing and drying.

C-2. Silane treatment

Use the same procedure described in B-4.

C-3. Cementing

Cement the prosthetic appliance using PANAVIA cement according to the manufacturer's instructions for use.

[WARNING]

Kuraray Noritake Dental Inc. will replace any product that is proved to be defective. Kuraray Noritake Dental Inc. does not accept liability for any loss or damage, direct, consequential or special, arising out of the application or use of or the inability to use these products. Before using, the user shall determine the suitability of the products for the intended use and the user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith.

[NOTE]

CLEARFIL, SE BOND, CLEARFIL MAJESTY, CLEARFIL ST and PANAVIA are trademarks of KURARAY CO., LTD.

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

EC REP Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

FRANÇAIS MODE D'EMPLOI**I. INTRODUCTION**

CLEARFIL SE BOND est un système d'adhésif photopolymérisable qui se compose d'un primer de mordançage et d'un agent de collage. Le primer permet le traitement simultané de la dentine et de l'émail.

II. INDICATIONS

1. CLEARFIL SE BOND peut être utilisé pour les applications suivantes :
 - [1] Restaurations directes en composite photo polymérisable ou compomère
 - [2] Pré-traitement cavitaire pour restauration indirectes
 - [3] Traitement de l'hypersensibilité des racines exposées
 - [4] Réparation intra orale de couronnes fracturées en porcelaine, céramique hybride, ou composite polymérisé par un composite photo polymérisable
 - [5] Traitement de surface de prothèses en porcelaine, céramique hybride et composite polymérisé

III. CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au monométhacrylate

IV. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

La coagulation de protéines due au contact avec le primer peut entraîner une décoloration blanchâtre de la muqueuse. Ce phénomène n'est que passager et disparaît en quelques jours.

V. INCOMPATIBILITÉ

Ne pas utiliser de produits contenant de l'eugénol pour protéger la pulpe ou comme colmatage provisoire car ils ralentissent le durcissement.

VI. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**1. Consignes de sécurité**

1. Ne pas utiliser ce produit chez les patients présentant une hypersensibilité établie au monométhacrylate.
2. En cas de manifestations d'hypersensibilité (dermatites, etc.), ne plus utiliser le produit et consulter éventuellement un dermatologue.
3. Porter des gants ou prendre d'autres mesures appropriées pour empêcher que ne se produise une hypersensibilité pouvant résulter d'un contact avec du monomère méthacrylique.
4. Prendre les précautions adéquates pour éviter tout contact du produit avec la peau ou les yeux. Avant d'utiliser le produit, protégez les yeux du patient des projections de produit en les recouvrant d'un linge.
5. Si le produit entre en contact avec le corps, il faut prendre les mesures suivantes :
 - <Si le produit pénètre dans les yeux>
Rincer immédiatement les yeux à l'eau courante et consulter éventuellement un ophtalmologiste.
 - <Si le produit entre en contact avec la peau ou la muqueuse buccale>
Enlever immédiatement le produit à l'aide d'un tampon d'ouate ou de gaze imbibée d'alcool puis rincer abondamment à l'eau.
6. Veillez à ce que le patient n'avale pas par inadvertance.
7. Pendant le durcissement, ne pas regarder directement le rayon lumineux de la lampe.
8. Conservez le produit hors de portée des enfants.

2. Consignes de sécurité pour l'utilisation

1. PRIMER et BOND sont polymérisés par la lumière naturelle (particulièrement des rayons ultraviolets). Utiliser la plaquette filtrant la lumière pour éviter l'éclaireage du scialytique ou de la lumière naturelle (lumière solaire provenant des fenêtres) et utiliser dans les trois minutes à partir du dosage.
2. Maintenez le bout de la lampe le plus près et le plus verticalement possible au-dessus de la surface de la résine. Si vous avez à durcir une surface importante de résine, il est conseillé de la diviser en plusieurs couches et de les durcir séparément.
3. Une faible intensité lumineuse entraîne une mauvaise adhérence. Respectez la durée d'utilisation de la lampe et assurez-vous que la pointe de la lampe n'est pas souillée. Il est conseillé de vérifier régulièrement l'intensité lumineuse de la lampe avec un photomètre
4. Si la surface d'adhérence s'étend à l'émail intact, appliquer un agent de mordançage à l'acide phosphorique (par ex. K-ETCHANT GEL) et le laisser en place pendant 10 secondes avant de laver et sécher.
5. L'utilisation du produit est réservée au dentiste autorisé.

3. Consignes de sécurité pour le stockage

1. Ne pas employer le produit après expiration de la date-limite indiquée sur l'emballage.
2. Conserver le produit au réfrigérateur (2-8°C/36-46°F). Avant de l'utiliser, l'amener à température ambiante.
3. Ne pas exposer le produit à une chaleur extrême ou au rayonnement solaire direct.
4. Après avoir pris la quantité de résine nécessaire, refermer immédiatement le flacon.
5. Le produit doit être conservé à un endroit adéquat, auquel seuls des dentistes ont accès.

VII. COMPOSANTS

1. Composantes
Veuillez voir l'extérieur de l'emballage pour les contenus et les quantités.
 - CLEARFIL SE BOND
 - PRIMER
 - BOND
- 2) Accessoires (Accessoires)
 - Disposable brush tips (Pointes de pinceaux jetables)
 - Brush tip handles (Poignée pour extrémité de pinceau)
 - Mixing dish (Godet mélangeur)
 - Light blocking plate (Plaquette filtrant la lumière)
 - Outer case (Boîtier extérieur)
- * PRIMER et BOND peuvent être facilement distribués en utilisant le boîtier extérieur.

2. Constituants

- Principaux constituants :
- 1) CLEARFIL SE BOND
 - PRIMER
 - Phosphate dihydrogène 10-méthacryloyloxydécyle (MDP)
 - Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (HEMA)
 - Diméthacrylate aliphatique hydrophile
 - d-Quinone camphrée
 - N,N-Diéthanol-p-toluidine
 - Eau
 - BOND
 - Phosphate dihydrogène 10-méthacryloyloxydécyle (MDP)
 - Bisphénol A diglycidyléméthacrylate(Bis-GMA)
 - Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (HEMA)
 - Diméthacrylate aliphatique hydrophobe
 - d-Quinone camphrée
 - N,N-Diéthanol-p-toluidine
 - Silice colloïdale

VIII. PROTOCOLES CLINIQUES

- A. [1] Restaurations directes en composite photo polymérisable ou compomère
- [2] Pré-traitement cavitaire pour restaurations indirectes
- [3] Traitement de l'hypersensibilité des racines exposées.
- A-1. Nettoyage de la structure dentaire
Acidifier suffisamment nettoyé peut nuire à l'adhérence. Il faut donc soigneusement nettoyer la cavité.
- A-2. Maintien du sec de la cavité
Pour obtenir le meilleur résultat possible, éviter que la surface à traiter soit contaminée par de la salive ou du sang. Il est conseillé de poser une digue en caoutchouc pour maintenir la dent au sec.
- A-3. Préparation de la cavité
Enlever la dentine cariée grâce au du CARIES DETECTOR jour et traiter la cavité de la façon habituelle.
- A-4. Protection de la pulpe
Il faut enduire d'hydroxyde de calcium les parties exposées ou presque exposées de la dent. Les inhibiteurs de décoloration de l'emploi ou d'un emploi non nécessaire. N'utilisez pas de produits contenant de l'eugénol pour protéger la pulpe.
- A-5. Mordançage à l'acide de l'émail non préparé
Si de la résine peut déborder sur l'émail non préparé, le mordançer 10 secondes au K-ETCHANT GEL, rincer à l'eau et sécher.

[PRÉCAUTION]

Le PRIMER seul ne suffit pas à conditionner l'émail non préparé. Si le surplus de résine déborde sur l'émail non mordançé et non préparé, il peut se produire des décolorations marginales.

A-6. Traitement de la surface de la dent

1. Juste avant l'application, doser la quantité nécessaire de PRIMER dans une alvéole du godet mélangeur.

[PRÉCAUTION]

PRIMER est polymérisé par la lumière naturelle (particulièrement des rayons ultraviolets). Utiliser la plaquette filtrant la lumière pour éviter l'

éclaireage du scialytique ou de la lumière naturelle (lumière solaire provenant des fenêtres) et utiliser dans les trois minutes à partir du dosage.

2. Appliquez le mélange avec une petite éponge ou une pointe de pinceau jetable sur l'ensemble des parois de la cavité et laissez-le agir 20 secondes. Assurez-vous que de la salive ou de l'exsudat ne viennent pas contaminer la surface traitée.
3. Au bout de 20 secondes, faire évaporer les composants volatils avec un léger jet d'air.

[PRÉCAUTION]

Eviter de regrouper le PRIMER. Egalement, ne pas le laver. Respecter la méthode de séchage et la durée du traitement pour s'assurer d'une adhérence optimale.
Eviter de toucher la surface traitée. En cas de contamination de la surface traitée, il faut la rincer à l'eau et la sécher ou la nettoyer à l'alcool et la traiter à nouveau avec le PRIMER.

A-7. Application du liant

1. Déposez la quantité nécessaire de BOND dans le godet mélangeur.

[PRÉCAUTION]

BOND est polymérisés par la lumière naturelle (particulièrement des rayons ultraviolets). Utiliser la plaquette filtrant la lumière pour éviter l'éclaireage du scialytique ou de la lumière naturelle (lumière solaire provenant des fenêtres) et utiliser dans les trois minutes à partir du dosage.

2. Appliquez le BOND sur l'ensemble de la surface de la cavité avec une petite éponge ou la pointe d'un pinceau jetable.
3. Répartissez le liant avec un léger jet d'air afin que se forme un film le plus uniforme possible.

[PRÉCAUTION]

Si le jet d'air est trop fort, le film de liant se déchire, ce qui entraîne une mauvaise adhérence.

4. Photopolymériser BOND pendant 10 secondes avec un spot lumineux de polymérisation (longueur d'onde de l'irradiation : 400-515nm, intensité lumineuse : >300mW/cm²).

A-8a. [1] Restaurations directes en composite photo polymérisable ou compomère

Applique (CLEARFIL MAJESTY Esthetic, CLEARFIL MAJESTY Posterior par exemple) o compomère a la cavidad, fotopolimerice, finalice y pula según las instrucciones de uso del fabricante.

A-8b. [2] Pré-traitement cavitaire pour restauration indirectes

[3] Traitement de l'hypersensibilité des racines exposées
Appliquez une mince couche de résine composite fluide (par ex., CLEARFIL MAJESTY Flow) sur la dent et photo polymériser le composite selon le mode d'emploi. Enlevez les restes de résine non polymérisée avec une petite éponge imbibée d'alcool.

- B. [4] Réparation intra orale de couronnes fracturées en porcelaine, céramique hybride, ou composite polymérisé par un composite photo polymérisable

- B-1. Préparation de la surface brisée
 - 1) Surface du matériau de parement
Utiliser une pointe diamantée, retirer une couche de la surface brisée et biseauter la zone marginale.
 - 2) Surface métallique
Rendez la surface métallique rugueuse avec une pointe diamantée.

- B-2. Mordançage à l'acide de l'émail non préparé
Appliquez K-ETCHANT GEL sur la surface métallique et laissez agir 5 secondes avant de rincer et sécher. Si la surface d'adhésion s'étend à l'émail non taillé, appliquez le K-ETCHANT GEL et laissez agir 10 secondes avant rinçage et séchage.

- B-3. Surface en métal précieux
Lorsqu'un métal précieux est utilisé, appliquer ALLOY PRIMER selon les instructions du fabricant concernant l'utilisation.

- B-4. Traitement au silane

1. Déposer une goutte de chaque PRIMER et CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR dans une alvéole du godet mélangeur et les mélanger.

[NOTE]

Il faut mélanger le PRIMER et le CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR juste avant de les appliquer.

[PRÉCAUTION]

PRIMER est polymérisés par la lumière naturelle (particulièrement des rayons ultraviolets). Utiliser la plaquette filtrant la lumière pour éviter l'éclaireage du scialytique ou de la lumière naturelle (lumière solaire provenant des fenêtres) et utiliser dans les trois minutes à partir du dosage.

2. Appliquez le mélange sur le matériau de parement et les surfaces métalliques avec une petite éponge ou une pointe de pinceau jetable.

3. Laissez le mélange agir 5 secondes. Assurez-vous que de la salive ou de l'exsudat ne viennent pas contaminer la surface traitée.

4. Si la surface de collage déborde sur la dent, y laisser le mélange 20 secondes.

5. Faire évaporer les composants volatils avec un léger jet d'air. La surface métallique doit être suffisamment sèche pour assurer une bonne adhérence.

[PRÉCAUTION]

Ne pas rincer la surface traitée. En cas de contamination de la surface traitée de de la salive, il faut la rincer à l'eau et la sécher ou la nettoyer à l'alcool et la traiter à nouveau avec le mélange.

B-5. Application du liant

1. Déposer la quantité nécessaire de BOND dans une alvéole du godet mélangeur.

[PRÉCAUTION]

BOND est polymérisés par la lumière naturelle (particulièrement des rayons ultraviolets). Utiliser la plaquette filtrant la lumière pour éviter l'éclaireage du scialytique ou de la lumière naturelle (lumière solaire provenant des fenêtres) et utiliser dans les trois minutes à partir du dosage.

2. Appliquez le liquide avec une petite éponge ou une pointe de pinceau jetable sur l'ensemble des parois de la cavité.
3. Répartissez le liant avec un léger jet d'air afin que se forme un film le plus uniforme possible.
4. Photopolymériser BOND pendant 10 secondes avec un spot lumineux de polymérisation (longueur d'onde de l'irradiation : 400-515nm, intensité lumineuse : >300

ITALIANO] ISTRUZIONI PER L'USO

I. Introduzione

CLEARFIL SE BOND è un sistema adesivo fotoinattivato, e consiste in un primer auto mordenzante e in un agente adesivo. Il primer permette il trattamento simultaneo di dentina e smalto.

II. Indicazioni

CLEARFIL SE BOND è indicato nei seguenti casi :

- [1] Restaurazioni dirette in composito fotoinattivato o in compomero
- [2] Sigillo di cavità come pretrattamento di restaurazioni indirette
- [3] Trattamento di superfici ipersensibili o di radici esposte
- [4] Riparazioni intraorali di ceramice, ceramiche ibride o resine composte fratturate con compositi fotoinattivati
- [5] Trattamento di denti artificiali in ceramica, ceramica ibrida e resine composte attivate

III. Controindicazioni

Pazienti con accertata ipersensibilità ai monomeri metacrilati

IV. Possibili effetti collaterali

La membrana della mucosa potrebbe diventare biancastra a contatto con il primer, a causa della coagulazione delle proteine. Questo è un fenomeno che scomparirà in breve tempo.

V. Incompatibilità

Non usare materiali a base di eugenolo per la protezione della polpa e la sigillatura temporanea, in quanto ritardano il processo di polimerizzazione.

VI. Precauzioni

1. Precauzioni per la sicurezza

- Evitare l'uso del prodotto su pazienti con accertata ipersensibilità ai monomeri metacrilati
- In presenza di fenomeni di ipersensibilità (dermatiti), sospendere l'uso del prodotto e consultare un medico
- Indossare guanti o adottare i provvedimenti protettivi adeguati per impedire che si presenti ipersensibilità dovuta al contatto con i monomeri metacrilati.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con la pelle o vada negli occhi. Prima di usare il prodotto coprire gli occhi del paziente con una salvietta per proteggerli dagli spruzzi
- Se il prodotto viene a contatto con il corpo, prendere le seguenti misure : <Se il prodotto entra negli occhi> Lavare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico. <Se il prodotto viene a contatto con la pelle o la mucosa orale> Asportare immediatamente con del cotone imbevuto di alcool o con della garza e lavare con abbondante acqua.
- Evitare che il paziente ingerisca accidentalmente il prodotto
- Evitare di guardare direttamente la luce quando il prodotto viene polimerizzato
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini

2. Precauzioni per l'uso e la manipolazione

- PRIMER e BOND polimerizzano con luce visibile (soprattutto raggi ultravioletti). Utilizzare lo schermo per evitare l'esposizione a luce artificiale o naturale (luce del sole proveniente dalla finestra), e usare il prodotto entro tre minuti dall'erogazione.
- Il puntale della lampada dovrebbe essere tenuto il più vicino e verticale possibile alla superficie della resina. Se bisogna polimerizzare un'ampia superficie, è consigliabile dividere la zona e polimerizzare ogni singola area.
- Una bassa intensità di luce provoca adesione insufficiente. Controllate la lampada. E' consigliabile controllare periodicamente l'intensità della luce usando un apposito apparecchio.
- Se la superficie adesiva si estende fino allo smalto non tagliato, applicare un agente mordenzante all'acido fosforico (p.e. K-ETCHANT GEL) e farlo agire per 10 secondi prima di lavoro ed asciugarlo.
- L'uso del prodotto è limitato a dentisti autorizzati.

3. Precauzioni per la conservazione

- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sul retro della confezione
- Conservare il prodotto in frigorifero (2-8°C/36-46°F) ; portarlo a temperatura ambiente prima dell'uso.
- Tenere lontano da fonti di calore o dalla luce del sole diretta.
- Richiudere il flacone subito dopo aver fatto uscire la quantità necessaria di resina.
- Conservare il prodotto in posti adeguati ai quali hanno accesso solo gli operatori dentisti.

VII. COMPONENTI

1. Contenuto

- Contenuti e quantità sono elencati all'esterno della confezione.
- CLEARFIL SE BOND
 - PRIMER
 - BOND
 - Accessories (Accessori)
 - Disposable brush tips (Spazzolini Aintercambiabili)
 - Brush tip handles (Manico per spazzolini)
 - Mixing dish (Dish di miscelazione)
 - Light blocking plate (Schermo)
 - Outer case (Dispenser)

* PRIMER e BOND possono essere facilmente dosati grazie al particolare erogatore

2. Composizione

- Componenti principali :
- CLEARFIL SE BOND
 - PRIMER
 - 10-metacriloliossidedil-fosfato diidrogenato (MDP)
 - 2-Irossietilmetacrilato (HEMA)
 - dimetacrilato idrofilo alifatico di-Cantforchione
 - N,N-Dietanol-p-toluidina
 - Acqua
 - BOND
 - 10-metacriloliossidedil-fosfato diidrogenato (MDP)
 - Bisfenolo A diglicidimetacrilato (Bis GMA)
 - 2-Irossietilmetacrilato (HEMA)
 - dimetacrilato alifatico idrotroico di-Cantforchione
 - N,N-Dietanol-p-toluidine
 - Silice colloidale

VIII. Procedure cliniche

- [1] Restaurazioni dirette in composito fotoinattivato o in compomero
 - [2] Sigillo di cavità come pretrattamento di restaurazioni indirette
 - [3] Trattamento di superfici ipersensibili o di radici esposte
- A-1. Pulizia della superficie
- Una cavità non abbastanza pulita potrebbe compromettere l'efficacia dell'adesivo. Accertarsi che la cavità sia ben pulita.
- A-2. Controllo della contaminazione
- Al fine di ottenere risultati ottimali, evitare la contaminazione della zona da trattare (sangue o saliva). Si consiglia l'impiego della diga di gomma.
- A-3. Preparazione della cavità
- Eliminare la dentina cariata (CARIES DETECTOR rappresenta un valido ausilio), e preparare la cavità come di consueto.
- A-4. Protezione della polpa
- A titolo puramente cautelativo un'eventuale zona di polpa scoperta andrà coperta con un materiale a base di idrossido di calcio. Non è necessario usare liners o sottofondti. I materiali a base di eugenolo sono controindicati.
- A-5. Mordenzatura dello smalto intatto
- Se il prodotto deve essere impiegato su smalto intatto, applicare per 10 secondi K-ETCHANT GEL. Lavare ed asciugare come d'uso.

[ATTENZIONE]

PRIMER da solo non agisce sullo smalto intatto. La sovrapposizione della resina sullo smalto intatto non mordenzato è causa di discolorazione marginale.

- A-6. Trattamento della superficie del dente
1. Dispensare la quantità necessaria di PRIMER nel dish immediatamente prima dell'applicazione.

[ATTENZIONE]

PRIMER polimerizza con luce visibile (specialmente raggi ultravioletti), e diverrà gel se esposto a luce naturale o artificiale. Utilizzare lo schermo per evitare l'esposizione a luce naturale o artificiale, ed utilizzare il prodotto entro 3 minuti dall'erogazione.

2. Applicare PRIMER nella cavità con una spugnetta o uno spazzolino. Lasciar agire per 20 secondi. Evitare che saliva o essudati contaminino la superficie trattata almeno nei primi 20 secondi.
3. Dopo aver trattato la superficie del dente per 20 secondi, far

evaporare le sostanze volatili con un lieve getto d'aria.

[ATTENZIONE]

Non lavare la superficie trattata. Per ottenere una perfetta adesione, rispettare dosi, metodi e tempi.

Evitare di toccare la superficie trattata. In caso di contaminazione, lavare con acqua, asciugare o pulire con alcool, e ripetere il trattamento con PRIMER.

A-7. Bonding

1. Dispensare la quantità necessaria di BOND nel dish.

[ATTENZIONE]

Usare immediatamente : l'esposizione alla luce ne determina l'indurimento. Utilizzare lo schermo per evitare l'esposizione del prodotto a luce naturale o artificiale, ed utilizzare entro tre minuti dall'erogazione.

2. Applicare BOND sull'intera superficie della cavità con uno spazzolino o una spugnetta.
3. Dopo l'applicazione, uniformare il film adesivo con l'aiuto di un delicato getto d'aria.

[ATTENZIONE]

Un getto d'aria troppo energico disperderà l'agente adesivo, causando una scarsa adesione.

4. Polimerizzare BOND per 10 secondi con un fotopolimerizzatore dentale (lunghezza d'onda irradiante : 400-515nm, intensità della luce : >300mW/cm²).

- A-8a. [1] Restaurazioni dirette in composito fotoinattivato o in compomero
- Applicare il composito (ad esempio CLEARFIL MAJESTY Esthetic, CLEARFIL MAJESTY Posterior) o compomero nella cavità, polimerizzare, rifinire e lucidare secondo le istruzioni del produttore.
- A-8b. [2] Sigillo di cavità come pretrattamento di restaurazioni indirette
- [3] Trattamento di superfici ipersensibili o di radici esposte
- Applicare uno strato sottile di resina composta scorrevole (es. CLEARFIL MAJESTY Flow) al dente, e fotopolimerizzare il composito conformemente alle sue istruzioni per l'uso. Rimuovere la resina non polimerizzata con un batuffolo di cotone imbevuto d'alcool.
- B. [4] Riparazioni intraorali di ceramiche, ceramiche ibride o resine composte fratturate con compositi fotoinattivati
- B-1. Preparazione della superficie fratturata
1. Ceramica.
 - Usando una fresa diamantata, rimuovere uno strato della superficie fratturata, e creare un chamfer sull'area marginale.
 2. Superficie metallica.
 - Irruvidire la superficie con una fresa diamantata.
- B-2. Mordenzatura della ceramica
- Applicare K-ETCHANT GEL sulla superficie della ceramica, lasciarlo agire per 5 secondi, lavare ed asciugare. Se la superficie di adesione si estende fino al dente, lasciar agire KETCHANT GEL per 10 secondi.
- B-3. Metalli preziosi
- In presenza di metalli preziosi, applicare ALLOY PRIMER secondo le istruzioni del fabbricante.
- B-4. Silanizzazione
1. Dispensare una goccia di PRIMER e PORCELAIN BOND ACTIVATOR nel dish e mescolare.

[NOTA]

PRIMER e PORCELAIN BOND ACTIVATOR devono essere miscelati immediatamente prima dell'applicazione.

[ATTENZIONE]

La miscela polimerizza con luce visibile (specialmente raggi ultravioletti), e diverrà gel se esposto a luce naturale o artificiale. Utilizzare lo schermo per evitare l'esposizione a luce naturale o artificiale, ed utilizzare il prodotto entro 3 minuti dall'erogazione.

2. Applicare la miscela sulla porcellana o sulla superficie metallica con una spugnetta o uno spazzolino.
3. Lasciar agire per 5 secondi, facendo attenzione a non contaminare con saliva o altri essudati la superficie trattata.
4. Se la superficie di adesione si estende fino al dente, lasciar agire la miscela per 20 secondi.
5. Dopo l'applicazione della miscela, far evaporare le sostanze volatili con un delicato getto d'aria. La superficie trattata deve essere sufficientemente asciutta, o l'adesione potrebbe risultare disomogenea.

[ATTENZIONE]

Non lavare la superficie ; se viene a contatto con saliva, lavare con acqua e asciugare, o pulire con alcool, e ripetere il trattamento.

B-5. Bonding

1. Dispensare la quantità necessaria di BOND nel dish.

[ATTENZIONE]

Usare immediatamente : l'esposizione alla luce ne determina l'indurimento. Utilizzare lo schermo per evitare l'esposizione del prodotto a luce naturale o artificiale, ed utilizzare entro tre minuti dall'erogazione.

2. Applicare BOND sull'intera superficie utilizzando una spugnetta o uno spazzolino.
3. Con l'aiuto di un delicato getto d'aria uniformare il film adesivo.
4. Polimerizzare BOND per 10 secondi con un fotopolimerizzatore dentale (lunghezza d'onda irradiante : 400-515nm, intensità della luce : >300mW/cm²).

- B-6. Applicazione del composito fotoinattivato: Applicare il composito (ad esempio CLEARFIL MAJESTY Esthetic, CLEARFIL MAJESTY Posterior), polimerizzare, rifinire e lucidare secondo le istruzioni del produttore.

[NOTA]

Usare resina opaca (p.e. CLEARFIL ST OPAQUEUR) per le superfici metalliche per evitare che traspaia la lucidità del metallo.

- C. [5] Trattamento di denti artificiali in ceramica, ceramica ibrida e resine composte attivate
- La silanizzazione di denti artificiali in materiali come ceramica, ceramica ibrida o resina composta può essere effettuata utilizzando PRIMER in combinazione con CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR

C-1. Mordenzatura della superficie

Applicare K-ETCHANT GEL sulla superficie di adesione e lasciare agire per 5 secondi, poi lavare ed asciugare.

C-2. Silanizzazione

Eseguire i passaggi descritti nella procedura B-4

C-3. Cementazioni

Cementare il manufatto protesico utilizzando il cemento PANAVIA , secondo le istruzioni del produttore.

[GARANZIA]

Kuraray Noritake Dental Inc. sostituirà ogni prodotto che dovesse risultare difettoso. La Kuraray Noritake Dental Inc. non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni, diretti, indiretti o insoliti, dovuti all'applicazione o ad un'eventuale impossibilità di applicazione del prodotto. Prima di farne uso, chi lo applica ha l' dovere di controllare se il prodotto risulta adatto all'impiego previsto o l'operatore stesso si assume tutte le responsabilità e i rischi derivanti dal suo uso.

[NOTA]

CLEARFIL, SE BOND, CLEARFIL MAJESTY, CLEARFIL ST e PANAVIA sono marchi di KURARAY CO., LTD.

Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

NETHERLANDS] GEBRUIKSAANWIJZING

I. Inleiding

CLEARFIL SE BOND is een lichtuithardend bondingsysteem dat bestaat uit een zelf-etsende primer en een bonding agent. De primer biedt gelijktijdige behandeling van dentine en glazuur.

II. Indicaties

CLEARFIL SE BOND is geïndiceerd voor de volgende gevallen :

- [1] Restauraties met gebruik van lichtuithardend composit of compomero
- [2] Caviteitsverzegeling als voorbehandeling voor (in) directe restauraties
- [3] Behandeling van overgevoelige en/of blootliggende wortelopervlakken
- [4] Intra-orale reparaties met lichtuithardend composit van gebroken kronen en facings van porselein, hybride ceramiek of composietshars
- [5] Oppervlakte dragers van inlays/onlays van porselein, hybride ceramiek en uitgehardt composit

III. Contra-indicates

Patiënten met overgevoelighed voor methacrylaat monomeren

IV. Mogelijke bijwerking

De mucosa kan wit verkleuren door coagulatie van eiwitten, wanneer ze in contact komt met de primer. Dit is een tijdelijk fenomeen dat na enige dagen verdwijnt.

V. Incompatibiliteit

Eugenol-houdende materialen vertragen het uithardingsproces.

VI. Voorzorgsmaatregelen

- 1. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen**
 1. Vermijd gebruik van het product bij patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoelighed voor methacrylaat monomeer.
 2. Indien enige overgevoelighed zoals dermatitis optreedt, zal men gebruik van het product staken en een arts raadplegen.
 3. Handschoenen dragen of andere beschermende maatregelen treffen ter voorkoming van hypersensibiliteit als gevolg van contact met methacrylaatomoneer.
 4. Voorkom dat het product in contact komt met de huid of het oog. Bedek de ogen van de patiënt met een doek om de ogen van de patiënt te beschermen tegen spatting materiaal.
 5. Indien het product in contact komt met het lichaam, neem dan de volgende maatregelen : <Indien het product in de ogen is gekomen> Onmiddellijk het oog met veel water spoelen en een arts raadplegen. <Indien het product in contact met de huid of orale mucosa is gekomen> Onmiddellijk afvegen met een watje gedoopt in alcohol en met veel water spoelen.
 6. Voorkom dat de patiënt het product per ongeluk inslikt.
 7. Voorkom rechtstreeks in de polymerisatielamp te kijken tijdens fotopolimeriseren.
 8. Bewaar buiten bereik van kinderen.
- 2. Verwerkingsvoorzorgsmaatregelen**
 1. PRIMER en BOND polymeriseren door zichtbaar licht (in het bijzonder door ultraviolette straling). Gebruik een lichtwerend plaatje ter bescherming tegen het licht van de operatielamp en tegen natuurlijk licht, als men het product niet volledig gebruikt. Gebruik in ieder geval binnen 3 minuten na aanbrengen op het mengbald.
 2. De tip van de polymerisatielamp dient zo dichtbij als mogelijk en verticaal op de oppervlakte gehouden te worden. Indien men een groot oppervlak moet uitharden, is het aan te raden de oppervlakte in stukken in te delen en elk stuk afzonderlijk uit te harden.
 3. Lage intensiteit van licht veroorzaakt een slechte adhesie. Het is aan te raden de lichtintensiteit van de polymerisatielamp periodiek te controleren met een geschikte lichtmeter.
 4. Verontreinigingen op de oppervlakken kunt u in het beste verwijderen met een tofshorudende etsmiddel (bijv. K-ETCHANT GEL), dat u 10 seconden laat inwerken. Daarna afspoelen en afdrogen.
 5. Het product mag alleen door geautoriseerde tandartsen worden gebruikt.
- 3. Opslagvoorzorgsmaatregelen**
 1. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. Let op houdbaarheidsdatum die de buitenkant van de verpakking.
 2. Wanneer niet in gebruik, bewaart men het product in de koelkast (2-8°C/36-46°F) ; voor gebruik op kamertemperatuur laten komen.
 3. Niet aan extreme hitte of direct zonlicht blootstellen.
 4. Direct na uitkudven van de vloeistof, de dop terugplaatsen op de fles.
 5. Het product op een plaats bewaren, waar toe alleen tandartsen toegang hebben.

VII. Kleuren en Componenten

1. Componenten
- 1) CLEARFIL SE BOND
 - PRIMER
 - BOND
 - 2) Accessoires (Accessoires)
 - Disposable brush tips (Wegwerpkwastjes)
 - Brush tip handles (Kwasthouder)
 - Mixing dish (Mengschalen)
 - Light blocking plate (Lichtwerend plaatje)
 - Outer case (Twinbox)
- * De PRIMER en BOND kunnen eenvoudig met de Twinbox toegeedend worden.
2. Ingrediënten
- Voornaamste ingrediënten :
- 1) CLEARFIL SE BOND
 - PRIMER
 - 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogeen fosfaat (MDP)
 - 2-Hydroxyethyl methacrylaat (HEMA)
 - Hydrofiel alifatisch dimethacrylaat di-Camphorquinone
 - N, N-di-ethanol-p-toluidine
 - Water
 - BOND
 - 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogeen fosfaat (MDP)
 - Bisfenol A diglycidylmethacrylaat (Bis GMA)
 - 2-Hydroxyethyl methacrylaat (HEMA)
 - Hydrofoob alifatisch dimethacrylaat di-Camphorquinone
 - N, N-di-ethanol-p-toluidine
 - Colloïdale silice

VIII. Klinische procedures

- [1] Restauraties met gebruik van lichtuithardend composit of compomero
 - [2] Caviteitsverzegeling als voorbehandeling voor (in) directe restauraties
 - [3] Behandeling van overgevoelige en/of blootliggende wortelopervlakken
- A-1. Reinigen van tandstructuur
- Een onvoldoende gereinigde caviteit kan de adhesieve werking beïnvloeden. Controleer dat de caviteit voldoende gereinigd is.
- A-2. Voortbeheersing
- Voorkom contaminatie van het behandelingsgebied door speeksel of bloed voor een optimaal resultaat. Een cofferdam wordt aangeraden om het element droog te houden.
- A-3. Caviteitspreparatie
- Vermijd al het geïnficeerde dentine met behulp van CARIES DETECTOR preparer de caviteit op de gebruikelijke wijze.
- A-4. Bescherming van de pulpa
- Bij blootliggende pulpa of diepe caviteit tot tegen depulpa, brengt men calcium hydroxide materiaal als liner aan. Er is geen noodzaak voor een onderlaag- of tussenschijf. Gebruik geen eugenolhoudende materialen.
- A-5. Etsen van ongeprepareerd glazuur
- Indien de mogelijkheid bestaat dat kunsthars over ongeprepareerd glazuur verspreid wordt, breng dan K-ETCHANT GEL aan op het glazuur, laat 10 seconden inwerken, spoel met water en droog daarna.

[WAARSCHUWING]

Het gebruik van PRIMER alleen bereikt ongeprepareerd glazuur onvoldoende voor. Overvullen met kunsthars op ongetst, ongeprepareerd glazuur kan leiden tot marginale verkleuring.

- A-6. Tandoppervlaktebehandeling
1. Doseer de benodigde hoeveelheid PRIMER in het mengschaalje direct voor het aanbrengen.

[WAARSCHUWING]

PRIMER polymeriseert bij zichtbaar licht (voornamelijk ultraviolette straling). PRIMER verhardt tot een gel indien het onder natuurlijk licht of operatief licht gelaten wordt. Gebruik een lichtwerend plaatje om operatief licht te weren en gebruik binnen drie minuten na doseren.

2. Breng PRIMER aan opde gehele caviteitswand met een sponsje of een wegwerpkwastje. Laat 20 seconden inwerken. Wees voorzichtig om geen speeksel of exsudaat in contact te laten komen met de

- behandelde oppervlakken gedurende minstens 20 seconden.
3. Verdpam, na 20 seconden inwerken op het tandoppervlak, de verviegbare ingrediënten met een zachte, olie-vrije luchtstroom.

[WAARSCHUWING]

Vermijd ophopen van PRIMER. Spoei ook niet. Volg de droogtijd en behandelijd om een optimale adhesie te waarborgen. Vermijd aanraken van het behandelde oppervlak. Indien het behandelde oppervlak verontreinigd is, spoel met water, droog of maak schoon met alcohol en gebruik opnieuw met PRIMER.

A-7. Bonding

1. Doseer de benodigde hoeveelheid BOND in het mengschaalje.

[WAARSCHUWING]

BOND polymeriseert bij zichtbaar licht (voornamelijk ultraviolette straling). BOND verhardt tot een gel indien het onder natuurlijk licht of operatief licht gelaten wordt. Gebruik een lichtblokkerende plaat om operatief licht te weren en gebruik binnen drie minuten na doseren.

2. Breng BOND aan op de gehele caviteitswand met een sponsje of een wegwerpkwastje.
3. Maak na aanbrengen, de bondinglaag zo egaal mogelijk met gebruik van een zachte, olie-vrije luchtstroom.

[WAARSCHUWING]

Een krachtige luchtstroom zal de bonding doen verspreiden, leidt tot een slechte adhesie.

4. Polymeriseer de BOND gedurende 10 seconden met een polymerisatielamp (golflengte : 400-515nm, lichtintensiteit : >300mW/cm²).

- A-8a. [1] Restauraties met gebruik van lichtuithardend composit of compomero
- Breng composit (e.g. CLEARFIL MAJESTY Esthetic, CLEARFIL MAJESTY Posterior) of compomero aan in de caviteit, belicht, werk af en polijst volgens de gebruiksaanwijzing van de producent.

- A-8b. [2] Caviteitsverzegeling als voorbehandeling voor (in) directe restauraties
- [3] Behandeling van overgevoelige en/of blootliggende wortelopervlakken

Breng een dunne laag vloeibare composietshars (bijv. CLEARFIL MAJESTY Flow) op de tand aan, en lichtuithard de composit volgens de gegeven aanwijzingen in de Gebruiksaanwijzing van het materiaal.

Verwijder ongepolymeriseerd kunsthars met een met alcohol bevochtigd watje.

- B. [4] intra-orale reparaties met lichtuithardend composit van gebroken kronen en facings van porselein, hybride ceramiek of composietshars

- B-1. Voorbereiding van gebroken oppervlakken
- 1) Facing-oppervlak
 - Verwijder met een diamantboor een laag van het gebroken oppervlak en leg een bevel aan op het marginale deel.
 - 2) Metalen oppervlak
 - Ruw het metalen oppervlak op met een diamantboor.

- B-2. Etsen van het facing-oppervlak
- Breng K-ETCHANT GEL aan en laat 5 seconden inwerken vooraleer te spoelen en drogen. Indien het oppervlak dat bedekt moet worden ook ongeprepareerd glazuur bevat, breng dan K-ETCHANT GEL aan en laat 10 seconden inwerken, alvorens te spoelen en drogen.

- B-3. Edelmetalen oppervlak
- Breng ALLOY PRIMER aan volgens de gebruiksaanwijzing van de producent.

- B-4. Silaan behandeling
1. Doseer één druppel van zowel PRIMER als CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR in het mengschaalje en meng.

[OPMERKING]

PRIMER en CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR dienen direct voor het aanbrengen gemengd te worden.

[WAARSCHUWING]

PRIMER polymeriseert bij zichtbaar licht (voornamelijk ultraviolette straling). PRIMER verhardt tot een gel indien het onder natuurlijk licht of operatief licht gelaten wordt. Gebruik een lichtwerend plaatje om operatief licht te weren en gebruik binnen drie minuten na doseren.

2. Breng het mengsel aan op het facingmateriaal en metalen oppervlakken met een sponsje of wegwerpkwastje.
3. Laat 5 seconden inwerken. Wees voorzichtig om geen speeksel of exsudaat in contact te laten komen met de behandelde oppervlakken.

4. Indien het te bedekken oppervlak ook tandstructuur bevat, laat het mengsel dan 20 seconden inwerken.

5. Verdpam de verviegbare ingrediënten, na het aanbrengen van de PRIMER, met een zachte olie-vrije luchtstroom. Het behandelde metalen oppervlak moet voldoende gedroogd zijn, zo niet kan de adhesie ernstig belemmerd zijn.

[WAARSCHUWING]

Behandeld oppervlak niet spoelen. Indien het behandeld oppervlak gecontamineerd is met speeksel, spoel met water, droog of reinig met alcohol en behandel opnieuw met het mengsel.

B-5. Bonding

1. Doseer de benodigde hoeveelheid BOND in het mengschaalje.

[WAARSCHUWING]

BOND polymeriseert bij zichtbaar licht (voornamelijk ultraviolette straling). BOND verhardt tot een gel indien het onder natuurlijk licht of operatief licht gelaten wordt. Gebruik een lichtwerend plaatje om operatief licht te weren en gebruik binnen drie minuten na doseren.

2. Breng BOND aan op de gehele caviteitswand met een sponsje of een wegwerpkwastje.
3. Maak na aanbrengen de bondinglaag zo egaal mogelijk met een zachte luchtstroom.

4. Polymeriseer de BOND gedurende 10 seconden met een polymerisatielamp (golflengte : 400-515nm, lichtintensiteit : >300mW/cm²).

B-6. Lichtuithardende composit vulling

Breng composit (e.g. CLEARFIL MAJESTY Esthetic, CLEARFIL MAJESTY Posterior) aan in de caviteit, belicht, werk af en polijst volgens de gebruiksaanwijzing van de producent.

[OPMERKING]

Gebruik bij metalen oppervlakken een opake kunststof (bijv. CLEARFIL ST OPAQUEUR), om doorschijnen van het metaal te voorkomen.

C. [5]

[5] oppervlakte behandeling van inlays/onlays van porselein, hybride ceramiek en uitgehardt composit

Silaniserende behandeling van prothetisch voorzieningen gemaakt van esthetische materialen (porselein, hybride ceramiek of composit kunsthars) kan gebeuren door gebruik van PRIMER in combinatie met CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR.

C-1. Etsen van het oppervlak

Breng K-ETCHANT GEL aan op het oppervlak en 5 seconden laten inwerken